

ウイルスの接触感染防止に

バイプロ™テープ3099-BR

1巻からの
小LOT対応！

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
SIAAマーク取得


糊残りしづらく
使いやすい！

冬場の
感染対策

印刷入タイプも！

マスク、アルコール、パーティション
だけで大丈夫ですか？

目に見えない
ウイルスは
様々な所に…



金属やプラスチックの表面ではウイルスは
1週間以上生存可能といわれています！

バイプロ™テープなら貼るだけで
30分でウイルスが約99.9%減少します！

※測定値であり、効果を保証するものではありません。
試験方法:ISO21702:2019 準拠